

REF.:
71101008

Capuz PP con mascarilla integrada, Blanco.
PP Hood with integrated mask. White.



DESCRIPCION / DESCRIPTION

Capuz de Polipropileno + mascarilla de 3 capas con tira moldeable en la parte superior y elástico para mayor ajuste. Uso general para riesgos menores.

Polypropylene Hood + 3-layer mask with moldable strip at the top and elastic for greater fit. General use for minor risks.



COMPOSICION / COMPOSITION

T.S.T./ Polipropileno Blanco. Libre de Látex.

N.W./ Polypropylene. White. Latex free.



PRESENTACIÓN ENVASADO / PACKING

# REF/SKU	PCS/PACK	TYPE	PCS/CARTON	L	W	H	CTN/M3
71101008	50	BAG	500 (10x50)	35	37	31	0,040145

NORMATIVAS

EPI DE CATEGORIA I PARARIESGOS MINIMOS / PPE CAT I MINIMAL RISKS / EN UE 2016/425
DISPOSITIVO MEDICO CLASE I NO ESTERIL / MEDICAL DEVICE CLASS I NON STERILE / EN UE 2017/745
EN ISO 13485:2016



INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE

No lavar, No planchar, No acercar a fuentes de calor/ Do not wash, No ironing.

Guardar en lugar seco y fresco.
Stock in dry and cool place.

Caducidad 5 años.
Shell life 5 years.



FECHA DE CREACIÓN: Issue Date
ÚLTIMA REVISIÓN: Review

22/09/2019 05/04/2021

Aprobado / Approved



Empresa con sistema de calidad certificado bajo norma ISO/EN13485
Bureau Veritas Iberia S.L. certificado nº ES108160-1

www.grupo-ohp.com

Grupo OHP
C/Los sueños, 8
Pol. Ind. Santa Cruz
29004 Málaga (Spain)
Telf.: +34 952 17 17 73
info@grupo-ohp.com