

REF.:

71200408

Delantal Plástico 110x84cms 10 micras/galga 40 Blanco
 Apron, Disposable PE White
 Avental, PE Descartável Branco



DESCRIPCION / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

Delantal polietileno alta densidad.

High density polyethylene apron.

Avental de polietileno de alta densidade.



COMPOSICION / COMPOSITION / COMPOSIÇÃO

T.S.T./ No tejido 100% PE. Blanco. Libre de látex.

/N.W./ Nonwoven PE. White. Latex Free.

T.N.T / Não tecido 100% PE Branco. Sem látex.



PRESENTACIÓN ENVASADO / PACKING / APRESENTAÇÃO EMBALADA

# REF/SKU	PCS/PACK	TYPE	PCS/CARTON
71200408	100	BAG	3000 (30x100)

NORMATIVAS / NORMATIVES / REGULAMENTOS

EPI DE CATEGORIA I PARARIESGOS MINIMOS / PPE CAT I MINIMAL RISKS / EN UE 2016/425
 EN ISO 13485:2016




INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE /
 INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAGEM

No lavar, No planchar, No acercar a fuentes de calor/ Do not wash, No ironing.
 Não lave, não passe a ferro, não se aproxime de fontes de calor

Guardar en lugar seco y fresco.
 Stock in dry and cool place.
 Armazenar em local seco e fresco.

Caducidad 5 años.
 Shell life 5 years.
 Expiração 5 anos.



FECHA DE CREACIÓN:
 ISSUE DATE
 DATA DE CRIAÇÃO:

ÚLTIMA REVISIÓN:
 REVIEW
 ÚLTIMA REVISÃO

17/01/2017

12/02/2021

Aprobado / Approved / Aprovado



Empresa con sistema de calidad certificado bajo norma ISO/EN13485
 Bureau Veritas Iberia S.L. certificado nº ES108160-1

www.grupo-ohp.com

Grupo OHP
 C/Los sueños, 8
 Pol. Ind. Santa Cruz
 29004 Málaga (Spain)
 Telf.: +34 952 17 17 73
info@grupo-ohp.com