

REF.:

71500108


Calza PP Blanco.  
Shoecover PP White.



**DESCRIPCION / DESCRIPTION**

Cubrezapato para uso industrial y sanitario, con forma y medidas que permiten un uso confortable del mismo. La tela sin tejer permite un buen nivel de transpiración.

Shoecover for industrial and medical use, designed with a shape and size which allows a comfortable use. Non woven fabric gives a good breathable level.



**COMPOSICION / COMPOSITION**

T.N.T./ No tejido 100% Polipropileno 30 Grs. Blanco. Libre de Látex.

N.W. / Non woven 100% Polypropylene 30 Grs. White. Latex free.



**PRESENTACIÓN ENVASADO / PACKING**

# REF/SKU	PCS/PACK	TYPE	PCS/CARTON	L	W	H	CTN/M3
71500108	100	BAG	2000 (20x100)	64	48	38	0,116736

**NORMATIVAS / NORMATIVES**

EPI DE CATEGORIA I PARARIESGOS MINIMOS / PPE CAT I MINIMAL RISKS  
 EPI CATEGORIA I PARA RISCOS MÍNIMOS / EN UE 2016/425  
 DISPOSITIVO MEDICO CLASE I NO ESTERIL / MEDICAL DEVICE CLASS I NON STERILE  
 DISPOSITIVO MÉDICO NÃO ESTERILIZADO CLASSE I / EN UE 2017/745




**INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE**

No lavar, No planchar, No acercar a fuentes de calor/ Do not wash, No ironing.

Guardar en lugar seco y fresco.  
Stock in dry and cool place.

Caducidad 5 años.  
Shell life 5 years.



FECHA DE CREACIÓN:  
Issue Date

ÚLTIMA REVISIÓN:  
Review

22/09/2015

20/11/2020

Aprobado / Approved

Empresa con sistema de calidad certificado bajo norma ISO/EN13485  
 Bureau Veritas Iberia S.L. certificado nº ES108160-1  
 Licencia de importador: 8107-PS  
 Nº de registro sanitario: 39.006098/MA  
 EUDAMED Nº SRN: ES-IM-000003034



www.grupo-ohp.com

**Grupo OHP**  
 C/Los sueños, 8  
 Pol. Ind. Santa Cruz  
 29004 Málaga (Spain)  
 Telf.: +34 952 17 17 73  
[info@grupo-ohp.com](mailto:info@grupo-ohp.com)