

REF.:

71500806


Cubrebotas alto PP plastificado. Celeste
High boot cover PP. Sky Blue.



DESCRIPCION / DESCRIPTION

Bota alta de uso limitado, con elásticos para sujetar bajo la rodilla y cinta para atar a la altura del tobillo.

High boot cover for a single use, with elastic under the knee and ties on the ankle.



COMPOSICION / COMPOSITION

T.N.T./ No tejido 100% Polipropileno Plastificado. Celeste. Libre de Látex.

N.W. / Nonwoven 100% Polypropylene Plastic Coated. Sky Blue. Latex free.



PRESENTACIÓN ENVASADO / PACKING

# REF/SKU	PCS/PACK	TYPE	PCS/CARTON	L	W	H	CTN/M3	CARTON	CTN/PALLET
71500806	100	BAG	500 (5x100)	59	39	40	0,09204	C	16

NORMATIVAS / NORMATIVAS

EPI DE CATEGORIA I PARARIESGOS MINIMOS / PPE CAT I MINIMAL RISKS
EN UE 2016/425




INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE

No lavar, No planchar, No acercar a fuentes de calor/ Do not wash, No ironing.

Guardar en lugar seco y fresco.
Stock in dry and cool place.

Caducidad 5 años.
Shell life 5 years.



FECHA DE CREACIÓN:
Issue Date

ÚLTIMA REVISIÓN:
Review

16/11/202

04/03/2021

Aprobado / Approved

Empresa con sistema de calidad certificado bajo norma ISO/EN13485
Bureau Veritas Iberia S.L. certificado nº ES108160-1
Licencia de importador: 8107-PS
Nº de registro sanitario: 39.006098/MA
EUDAMED Nº SRN: ES-IM-000003034



www.grupo-ohp.com

Grupo OHP
C/Los sueños, 8
Pol. Ind. Santa Cruz
29004 Málaga (Spain)
Telf.: +34 952 17 17 73
info@grupo-ohp.com