

REF.:  
**71700308**

Rollo camilla TST PP 80mts x 60cms. Precorte. Blanco  
Stretcher roll TST PP 80mts x 60cms. Precut. White





## DESCRIPCION / DESCRIPTION

Rollo camilla, tela sin tejer, Polipropileno. 100% Material Virgen. Blanco. Con precorte cada 40 cm.

Non-Woven Polypropilene Stretcher roll.100% Virgin Material. White. With precut each 40 cm.

### PRODUCT DIAGRAM



## COMPOSICION / COMPOSITION

T.N.T./ No Tejido 100% PP Blanco. Libre de látex

N.W. / Non Woven 100% PP White. Latex free.



## PRESENTACIÓN ENVASADO / PACKING

# REF/SKU	PCS/PACK	TYPE	PCS/CARTON	L	W	H	CTN/M3
71700308	1	BAG	6 (6x1)	26	38	60	0,05928

## NORMATIVAS / NORMATIVES / REGULAMENTOS


EPI DE CATEGORIA I PARARIESGOS MINIMOS / PPE CAT I MINIMAL RISKS / EN UE 2016/425  
EN ISO 13485:2016

## INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE

No lavar, No planchar, No acercar a fuentes de calor/ Do not wash, No ironing.

Guardar en lugar seco y fresco.  
Stock in dry and cool place.

Caducidad 5 años.  
Shell life 5 years.



FECHA DE CREACIÓN:  
Issue Date

ÚLTIMA REVISIÓN:  
Review

22/09/2015

27/11/2020

Aprobado / Approved



www.grupo-ohp.com

**Grupo OHP**  
C/Los sueños, 8  
Pol. Ind. Santa Cruz  
29004 Málaga (Spain)  
Telf.: +34 952 17 17 73  
[info@grupo-ohp.com](mailto:info@grupo-ohp.com)