

REF.:

81310113

Bata Protectora PP. Verde.
 Isolation Gown PP. Green.
 Vestido do isolamento. Verde.



DESCRIPCION / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

Bata protectora con mangas y elástico en puños. Verde. Ideal para visitas hospitalarias.

Isolation Gown with sleeves and elastic wrist. Green. Ideal for hospital visits.

Vestido de proteção com mangas e punhos elásticos. Verde. Ideal para visitas ao hospital.



COMPOSICION / COMPOSITION / COMPOSIÇÃO

T.S.T./ No tejido 100% Polipropileno Verde. Libre de látex.

N.W. / Nonwoven 100% Polypropylene Green. Latex free.

T.N.T./ Não tecido 100% Polipropileno Verde. Sem látex



PRESENTACIÓN ENVASADO / PACKING / APRESENTAÇÃO EMBALADA

#REF/SKU	PCS/PACK	TYPE	PCS/CARTON	L	W	H	CTN/M3	CTN/PALLET
81310113	10	BAG	100 (10x10)	35	27	30	0,02835	54

NORMATIVAS / NORMATIVES / REGULAMENTOS

EPI DE CATEGORIA I PARARIESGOS MINIMOS / PPE CAT I MINIMAL RISKS

EPI CATEGORIA I PARA RISCOS MÍNIMOS / EN UE 2016/425

DISPOSITIVO MEDICO CLASE I NO ESTERIL / MEDICAL DEVICE CLASS I NON STERILE

DISPOSITIVO MÉDICO NÃO ESTERILIZADO CLASSE I / EN UE 2017/745




INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAGEM

No lavar, No planchar, No acercar a fuentes de calor/ Do not wash, No ironing.
 Não lave, não passe a ferro, não se aproxime de fontes de calor

Guardar en lugar seco y fresco.
 Stock in dry and cool place.
 Armazenar em local seco e fresco.

Caducidad 5 años.
 Shell life 5 years.
 Expiração 5 anos.



FECHA DE CREACIÓN:
 ISSUE DATE
 DATA DE CRIAÇÃO:

ÚLTIMA REVISIÓN:
 REVIEW
 ÚLTIMA REVISÃO

22/09/2015 19/04/2021

Aprobado / Approved / Aprovado

Empresa con sistema de calidad certificado bajo norma ISO/EN13485
 Bureau Veritas Iberia S.L. certificado nº ES108160-1
 Licencia de importador: 8107-PS
 EUDAMED Nº SRN: ES-IM-000003034



Grupo OHP
 C/Los sueños, 8
 Pol. Ind. Santa Cruz
 29004 Málaga (Spain)
 Telf.: +34 952 17 17 73
info@grupo-ohp.com