

REF.:
81310408

Bata protectora plastificada puño elástico. Blanco
Isolation Gown PE coated, elastic cuff. White



DESCRIPCION / DESCRIPTION

Bata protectora plastificada con mangas y puño elástico. Impermeable a líquidos y partículas. Blanco. Ideal para salas de aislamiento, protección a salpicaduras, preparación de citostáticos.

Isolation Gown . Plastic coated ,with sleeves and elastic cuffs. Particle and splash resistant. White. Ideal for impervious areas, splash risk, citostatic materials.



COMPOSICION / COMPOSITION

T.S.T./ No tejido PP Polipropileno + PE Polietileno, Blanco. Libre de látex.



N.W. / Nonwoven PP Polypropylene + PE Polyethylene, White. Latex free.

PRESENTACIÓN ENVASADO / PACKING

# REF/SKU	PCS/PACK	TYPE	PCS/CARTON	L	W	H	CTN/M3	CARTON
81310408	10	BAG	50 (5x10)	59	26	30	0,04602	B

NORMATIVAS / NORMATIVES

Dispositivo Médico clase I no estéril / Medical Device Class I non sterile
EN ISO 13485:2016
EN 13795 Certificado por AITEX




INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE

No lavar, No planchar, No acercar a fuentes de calor/ Do not wash, No ironing.

Guardar en lugar seco y fresco.
Stock in dry and cool place.

Caducidad 5 años.
Shell life 5 years.



FECHA DE CREACIÓN:
ISSUE DATE

ÚLTIMA REVISIÓN:
REVIEW

15/03/2020

23/11/2020

Aprobado / Approved

www.grupo-ohp.com

Grupo OHP
C/Los sueños, 8
Pol. Ind. Santa Cruz
29004 Málaga (Spain)
Telf.: +34 952 17 17 73
info@grupo-ohp.com