

REF.:
81320117XL
Bata Consulta, sin mangas, PP. Azul Marino
Patient Gown without sleeves. Navy Blue.



DESCRIPCION / DESCRIPTION

Bata de consulta en tejido sin tejer PP. Color Azul Marino. Abierta delante con cinturón. Ideal para consulta, rayos, resonancia.
Patient gown . Dark navy blue. Front opening with a belt. Ideal for patient examination.


COMPOSICION / COMPOSITION

T.N.T. / No tejido 100% Polipropileno 35 Grs ±2. Azul Marino. Libre de látex.
N.W. / Non Woven 100% Polypropylene 35 Grs ±2. Navy Blue. Latex free.



MEDIDAS PRODUCTO TERMINADO / FINISHED PRODUCT SIZES IN CMS

A	B	C	D	E	F	G	H
Length/Largo	Width/ Ancho	Sisa/Armhole	Cuello/ Neck	Hombro/Shoulder	Cinturón / Belt	Belt position	Belt Whidth
110 ± 2	160 ± 2	30 ± 2	30 ± 2	25 ± 2	85+85 ± 2	70 ± 2	4 ± 2



PRESENTACIÓN ENVASADO / PACKING

# REF/SKU	PCS/PACK	TYPE	PCS/CARTON	L	W	H	CTN/M3	CARTON
81320117XL	10	BAG	100 (10x10)	39	29	40	0,04524	B

NORMATIVAS

DISPOSITIVO MEDICO CLASE I NO ESTERIL / MEDICAL DEVICE CLASS I NON STERILE
EN UE 2017/745




INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE

No lavar, No planchar, No acercar a fuentes de calor/ Do not wash, No ironing.

Guardar en lugar seco y fresco.
Stock in dry and cool place.

Caducidad 5 años.
Shell life 5 years.



FECHA DE CREACIÓN: Issue Date
ÚLTIMA REVISIÓN: Review

07/07/2009

10/05/2021

Aprobado / Approved

Empresa con sistema de calidad certificado bajo norma ISO/EN13485
Bureau Veritas Iberia S.L. certificado nº ES108160-1
Licencia de importador: 8107-PS
Nº de registro sanitario: 39.006098/MA
EUDAMED Nº SRN: ES-IM-000003034

