

REF.:

83110308


Sábana ajustable 95x245. Blanco.
Bed sheet adjustable 95x245. White.



DESCRIPCION / DESCRIPTION

Sábana ajustable, de un solo uso, fabricada en tela sin tejer. Elásticos en las cuatro esquinas.

Adjustable bed sheet, single-use, nonwoven fabrication .With elastic in the four corners.



COMPOSICION / COMPOSITION

T.S.T. / No tejido 100% PP 16 Grs. Blanco. Libre de látex.

N.W. / Nonwoven 100% PP 16 Grs. White. Latex free.



PRESENTACIÓN ENVASADO / PACKING

# REF/SKU	PCS/PACK	TYPE	PCS/CARTON	L	W	H	CTN/M3
83110308	10	BAG	200 (20x10)	36	27	49	0,047628

NORMATIVAS

Dispositivo Médico clase I no estéril
 Medical Device Class I non sterile
 EN ISO 13485:2016




INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE

No lavar, No planchar, No acercar a fuentes de calor/ Do not wash, No ironing.

Guardar en lugar seco y fresco.
 Stock in dry and cool place.

Caducidad 5 años.
 Shell life 5 years.



FECHA DE CREACIÓN:
 Issue Date

ÚLTIMA REVISIÓN:
 Review

30/12/2019

20/11/2020

Aprobado / Approved



www.grupo-ohp.com

Grupo OHP

C/Los sueños, 8
 Pol. Ind. Santa Cruz
 29004 Málaga (Spain)
 Telf.: +34 952 17 17 73
info@grupo-ohp.com